

## Čistička na zubní protézy

### Návod k použití

Přečtěte si, prosím, před použitím pečlivě tento návod.

1. Vyjměte čističku jak je patrné z obrázku č.1 a omyjte ji čistou vodou.
2. Očistěte suchou utěrkou a vložte do přístroje.
3. Otevřete přihrádku na baterie (obr.3) na spodní straně přístroje (obr.2) a vložte 2 AA baterie. Přihrádku opět zavřete.
4. Čištění provádějte každý den 15 minut, dokud nezmizí skvrny. Potom stačí 5 minut denně pro dosažení zářivé čistoty Vaší zubní protézy.
5. Po každém čištění je nutné protézu opláchnout teplou vodou.
6. Také čističku je potřeba po každém použití očistit a vytřít čistou, suchou utěrkou.

### Upozornění:

Jestliže se výkon čističky zhoršuje, je potřeba vyměnit baterie.

Čističku nikdy neponořujte do vody.

Používejte vždy stejný druh baterií.

Nepoužíváte-li čističku delší dobu, vyjměte baterie. Mohlo by dojít k jejich oxidaci a poškození přístroje.