

# Masážní sedací podložka

č. výrobku 136949559

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*



### Masážní sedací podložka –

1. plocha pro záda
2. chladicí plocha pro záda
3. vibrační plocha vpravo
4. vyhřevná plocha
5. dálkové ovládání
6. chladicí plocha na sedadle
7. upevňovací popruh
8. sedací plocha
9. propojovací kabel mezi zádovou a sedací plochou
10. vibrační plocha vlevo
11. upevňovací popruhy na zadní straně

### Dálkové ovládání –

12. I/O zapnutí/vypnutí přístroje
13. ((.)) zapnutí/vypnutí vibrací
14. symbol vločky – chlazení zapnout/vypnout
15. symbol vlnek – vytápění zapnout/vypnout
16. kontrolní světlo svítí, když je aktivovaná funkce vyhřívání
17. kontrolní světlo svítí, když je aktivovaná funkce chlazení
18. kontrolní světlo svítí, když je aktivovaná funkce vibrací
19. kontrolní světlo svítí, když je přístroj zapnutý


### Obsluha

 **Mějte prosím na vědomí!**

- Nepoužívejte přístroj při řízení motorových vozidel.
- Propojovací kabel před použitím zcela rozviňte.
- Masážní podložka nesmí být zapnutá složená nebo zakrytá. Dálkové ovládání a propojovací kabel nepokládejte během provozu na masážní podložku nebo pod ní.



1. Sedací plochu (8) a zádovou plochu (1) propojte suchým zipem.
2. Propojovací kabel (9) obou povrchu sepněte dohromady.
3. Položte masážní podložku na sedadlo a připevněte jí tam upevňovacími popruhy. Pro upevnění podložky na sedadlo v autě, má sedák také dvě gumová poutka, která lze umístit kolem nastavovacích koleček pro zádovou opěrku autosedačky.
4. Zapojte koaxiální konektor síťového adaptéru nebo autoadaptéru do zástrčky přístroje.
5. Síťový adaptér zapojte do lehce přístupné zásuvky nebo zapojte autoadaptér do cigaretového zapalovače automobilu.
6. Posadte se na masážní podložku a opřete se.
7. Zapněte zapalování, pokud používáte přístroj v autě.
8. Stiskněte tlačítko I/O (12) pro zapnutí masážní podložky. Vibrační a také vytápěcí nebo chladicí funkce mohou být poté také zapnuty:
  - Vibrace zapněte či vypněte stisknutím tlačítka (13). Po zapnutí budou probíhat různé druhy vibrací.
  - Funkci vytápění zapnete či vypnete tlačítkem (15).
  - Pokud bude jednou stisknuto tlačítko (14), zapne se chlazení na vyšší stupeň. K dispozici je 5 stupňů chlazení. Při každém dalším stisknutí tlačítka bude chlazení přepnuto na nižší hodnotu, dokud se zcela nevypne.

 Funkce vytápění a chlazení nemohou být současně zapnuty. Funkce vibrací a vytápění budou po 30 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypnuty.

9. Po použití stiskněte tlačítko I/O pro úplné vypnutí přístroje.
10. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky nebo autoadaptér z cigaretového zapalování.
11. Nechte přístroj vychladnout, pokud byla aktivována funkce vytápění, než jej uskladníte (viz kapitola „Čištění a skladování“).

## Čištění a skladování

 **Mějte prosím na vědomí!**

- Při ukládání masážní podložky neskládejte podložku příliš pevně a nepoužívejte sílu. Podložka by mohla být poškozena.
- Pro čištění nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky, ředidla, brusné předměty či čisticí podložky. Mohlo by dojít k poškození povrchů.

- Ujistěte se, že není masážní podložka připojena k síti, než ji začnete čistit.
- Masážní podložku a dálkové ovládání (5) otřete vlhkým hadříkem. Poté ji osušte měkkým hadříkem a nechte ji oschnout na vzduchu.
- Masážní podložku volně složte s dálkovým ovládáním do příslušného obalu. Přístroj skladujte na chladném, suchém místě, mimo dosah slunečního záření a na místě, které není přístupné dětem a zvířatům.
- Na složenou masážní podložku nepokládejte žádné předměty, aby nebyla stlačená.

## Technická data

### Masážní podložka

- model: CF-2408
- provozní napětí: 12 V
- výkon: 12 W
- třída ochrany: III

### Síťový adaptér

- vstup: 100-240 V – 50/60 Hz, max. 0,5 A
- výstup: 12 V DC, 1,0 A
- třída ochrany: II
- průměrná účinnost při provozu: 83,01%
- účinnost při nízkém zatížení (25 %): 81,72%
- spotřeba energie bez zatížení: 0,08 W

### Adaptér do autozapalovače

- vstupní/výstupní napětí: 12-14 V DC
- pojistka: 2 A

## Poradce při potížích

Pokud přístroj nefunguje správně, nejprve proveďte, zda můžete problém vyřešit sami. Pokud nebyl problém vyřešen následujícími kroky, obraťte se na zákaznický servis.



**Nikdy se nepokoušejte sami opravovat elektrický přístroj!**

**Problém:** Přístroj nefunguje.

**Možná příčina:**

- a) Přístroj není propojen se zdrojem napájení.
- b) Přístroj je přehřátý. Přístroj byl příliš dlouho nepřetržitě provozován.

**Řešení:**

od a) Proveďte zda:

- bylo stisknuto tlačítko I/O (12) a svítí kontrolní světlo (19)
- zda jsou všechny kabely správně vzájemně propojeny
- zda je síťový adaptér nebo autoadaptér zastrčen v zásuvce či v autozapalovači
- zda není rozbitá zásuvka či autoadaptér
- zda je zasunutá pojistka síťového připojení

od b) Odpojte přístroj od sítě a nechte jej vychladnout. Přístroj odpojte od sítě vždy, když není používán.

**Problém:** Přístroj dělá hluk.

**Možná příčina + řešení:** Provozní hluk je normální a je od mechaniky. Toto není vada.

### **Likvidace starých přístrojů**

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.